



Vorsicht: Unsere Shaverblades sind sehr scharf!



CONCISION - Line[®]



Made in Germany

- BIQ Quality -

Kompatibel mit allen
marktführenden Handstücken!

*BIQ - medical, Arthrex, Linvatec, FMS,
Dyonics, Stryker, Aesculap, u.a.*

- /// Unterschiedliche Fenster: gezahnt und ungezahnt
- /// Unterschiedliche Adaptionen für alle marktführenden Handstücke
- /// Modularer Aufbau der Rohrpaare für gleichbleibende Schnittqualität, unabhängig von der Adaption
- /// Besondere Herstellung der Schneide; beide Seiten sind gleich scharf = ideal für oszillierende Arbeitsweise

+49 7425 95233 10

www.1a-medika.de

www.biq-medical.com

BIQ - *medical*
Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Shaverblades

Artikelnummern: Rot = Mehrweg unsteril / Grün = Einweg steril

| Ø | Nutzlänge | BIQ-medical, Arthrex (alt), FMS, Linvatec | Arthrex APS2 | DYONICS EP1 (Elite) | STRYKER (Formula) | Aesculap |
|---|-----------|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| AGGRESSIVE FULL RADIUS RESECTOR (innen gezahnt – aussen ungezahnt) | | | | | | |
| 2,5 mm | 80 mm | AU25AFR / AS25AFR | BU25AFR / BS25AFR | CU25AFR / CS25AFR | DU25AFR / DS25AFR | EU25AFR / ES25AFR |
| 3,4 mm | 130 mm | AU34AFR / AS34AFR | BU34AFR / BS34AFR | CU34AFR / CS34AFR | DU34AFR / DS34AFR | EU34AFR / ES34AFR |
| 4,2 mm | 130 mm | AU42AFR / AS42AFR | BU42AFR / BS42AFR | CU42AFR / CS42AFR | DU42AFR / DS42AFR | EU42AFR / ES42AFR |
| 5,5 mm | 130 mm | AU55AFR / AS55AFR | BU55AFR / BS55AFR | CU55AFR / CS55AFR | DU55AFR / DS55AFR | EU55AFR / ES55AFR |
| FULL RADIUS RESECTOR (innen ungezahnt – aussen ungezahnt) | | | | | | |
| 2,5 mm | 80 mm | AU25FRR / AS25FRR | BU25FRR / BS25FRR | CU25FRR / CS25FRR | DU25FRR / DS25FRR | EU25FRR / ES25FRR |
| 3,4 mm | 130 mm | AU34FRR / AS34FRR | BU34FRR / BS34FRR | CU34FRR / CS34FRR | DU34FRR / DS34FRR | EU34FRR / ES34FRR |
| 4,2 mm | 130 mm | AU42FRR / AS42FRR | BU42FRR / BS42FRR | CU42FRR / CS42FRR | DU42FRR / DS42FRR | EU42FRR / ES42FRR |
| 5,5 mm | 130 mm | AU55FRR / AS55FRR | BU55FRR / BS55FRR | CU55FRR / CS55FRR | DU55FRR / DS55FRR | EU55FRR / ES55FRR |
| INCISOR (innen gezahnt – aussen gezahnt) | | | | | | |
| 3,4 mm | 130 mm | AU34INC / AS34INC | BU34INC / BS34INC | CU34INC / CS34INC | DU34INC / DS34INC | EU34INC / ES34INC |
| 4,2 mm | 130 mm | AU42INC / AS42INC | BU42INC / BS42INC | CU42INC / CS42INC | DU42INC / DS42INC | EU42INC / ES42INC |
| 5,5 mm | 130 mm | AU55INC / AS55INC | BU55INC / BS55INC | CU55INC / CS55INC | DU55INC / DS55INC | EU55INC / ES55INC |
| ACROMIONIZER = Oval Burr (ovaler Fräser) | | | | | | |
| 4,2 mm | 130 mm | AU42ACR / AS42ACR | BU42ACR / BS42ACR | CU42ACR / CS42ACR | DU42ACR / DS42ACR | EU42ACR / ES42ACR |
| 5,5 mm | 130 mm | AU55ACR / AS55ACR | BU55ACR / BS55ACR | CU55ACR / CS55ACR | DU55ACR / DS55ACR | EU55ACR / ES55ACR |
| ROUND BURR (Kugelfräser) | | | | | | |
| 4,2 mm | 130 mm | AU42ROB / AS42ROB | BU42ROB / BS42ROB | CU42ROB / CS42ROB | DU42ROB / DS42ROB | EU42ROB / ES42ROB |
| 5,5 mm | 130 mm | AU55ROB / AS55ROB | BU55ROB / BS55ROB | CU55ROB / CS55ROB | DU55ROB / DS55ROB | EU55ROB / ES55ROB |

Preisoffensive Sommer 2017 !!!

jedes unsterile
Mehrwegblade
 ab Durchmesser 3,4mm
75,- € pro Stk.

bei Abnahme von 5-50 Stk. - größere Mengen auf Anfrage

jedes sterile
Einwegblade
 ab Durchmesser 3,4 mm
58,- € pro Stk.

bei Abnahme von 5-50 Stk. - größere Mengen auf Anfrage

BIQ - medical
 Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Bahnhofstrasse 21 ☎ +49 7425 95233 10 ✉ info@biq-medical.com
 D- 78647 Trossingen ☎ +49 7425 95233 15 🌐 www.biq-medical.com

Ihr BIQ-medical Vertriebspartner

Alle in diesem Katalog neben BIQ, Artis Magica und Concision-Line aufgeführten Firmennamen und Handelsmarken sind immer Eigentum fremder Firmen – BIQ ist nicht affiliert mit all diesen Firmen!
 Alle Bilder und Abbildungen können vom Original abweichen. Änderungen bezüglich Inhalt und Darstellung vorbehalten! Kopieren und Nachdrucken, sowie die Entnahme von teilweisen oder kompletten Inhalten nur nach schriftlicher Genehmigung von BIQ-medical!

Aside of BIQ, Artis Magica and Concision-Line, all company names and trademarks, being listed inside of this catalog are ever property of foreign companies – BIQ ain't affiliated to non of those companies!
 All kind of imagery can deviate from the original. Content and illustration subject to modification and amendments. Copying and reproducing, as well as extracting of partial or complete contents, only by written consent of BIQ-medical!