



Vorsicht: Unsere Shaverblades sind sehr scharf!



CONCISION - Line[®]

Kompatibel mit allen
marktführenden Handstücken!

*BIQ - medical, Arthrex, Linvatec, FMS,
Dyonics, Stryker, Aesculap, u.a.*



Made in Germany

- BIQ Quality -

- /// Unterschiedliche Fenster: gezahnt und ungezahnt
- /// Unterschiedliche Adaptionen für alle marktführenden Handstücke
- /// Modularer Aufbau der Rohrpaare für gleichbleibende Schnittqualität, unabhängig von der Adaption
- /// Besondere Herstellung der Schneide; beide Seiten sind gleich scharf = ideal für oszillierende Arbeitsweise

+49 7425 95233 10

www.1a-medika.de

www.biq-medical.com

BIQ - medical
Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Shaverblades

Artikelnummern: Rot = Mehrweg unsteril / Grün = Einweg steril

Ø	Nutzlänge	BIQ-medical, Arthrex (alt), FMS, Linvatec	Arthrex APS2	DYONICS EP1 (Elite)	STRYKER (Formula)	Aesculap
AGGRESSIVE FULL RADIUS RESECTOR (innen gezahnt – aussen ungezahnt)						
2,5 mm	80 mm	AU25AFR / AS25AFR	BU25AFR / BS25AFR	CU25AFR / CS25AFR	DU25AFR / DS25AFR	EU25AFR / ES25AFR
3,4 mm	130 mm	AU34AFR / AS34AFR	BU34AFR / BS34AFR	CU34AFR / CS34AFR	DU34AFR / DS34AFR	EU34AFR / ES34AFR
4,2 mm	130 mm	AU42AFR / AS42AFR	BU42AFR / BS42AFR	CU42AFR / CS42AFR	DU42AFR / DS42AFR	EU42AFR / ES42AFR
5,5 mm	130 mm	AU55AFR / AS55AFR	BU55AFR / BS55AFR	CU55AFR / CS55AFR	DU55AFR / DS55AFR	EU55AFR / ES55AFR
FULL RADIUS RESECTOR (innen ungezahnt – aussen ungezahnt)						
2,5 mm	80 mm	AU25FRR / AS25FRR	BU25FRR / BS25FRR	CU25FRR / CS25FRR	DU25FRR / DS25FRR	EU25FRR / ES25FRR
3,4 mm	130 mm	AU34FRR / AS34FRR	BU34FRR / BS34FRR	CU34FRR / CS34FRR	DU34FRR / DS34FRR	EU34FRR / ES34FRR
4,2 mm	130 mm	AU42FRR / AS42FRR	BU42FRR / BS42FRR	CU42FRR / CS42FRR	DU42FRR / DS42FRR	EU42FRR / ES42FRR
5,5 mm	130 mm	AU55FRR / AS55FRR	BU55FRR / BS55FRR	CU55FRR / CS55FRR	DU55FRR / DS55FRR	EU55FRR / ES55FRR
INCISOR (innen gezahnt – aussen gezahnt)						
3,4 mm	130 mm	AU34INC / AS34INC	BU34INC / BS34INC	CU34INC / CS34INC	DU34INC / DS34INC	EU34INC / ES34INC
4,2 mm	130 mm	AU42INC / AS42INC	BU42INC / BS42INC	CU42INC / CS42INC	DU42INC / DS42INC	EU42INC / ES42INC
5,5 mm	130 mm	AU55INC / AS55INC	BU55INC / BS55INC	CU55INC / CS55INC	DU55INC / DS55INC	EU55INC / ES55INC
ACROMIONIZER = Oval Burr (ovaler Fräser)						
4,2 mm	130 mm	AU42ACR / AS42ACR	BU42ACR / BS42ACR	CU42ACR / CS42ACR	DU42ACR / DS42ACR	EU42ACR / ES42ACR
5,5 mm	130 mm	AU55ACR / AS55ACR	BU55ACR / BS55ACR	CU55ACR / CS55ACR	DU55ACR / DS55ACR	EU55ACR / ES55ACR
ROUND BURR (Kugelfräser)						
4,2 mm	130 mm	AU42ROB / AS42ROB	BU42ROB / BS42ROB	CU42ROB / CS42ROB	DU42ROB / DS42ROB	EU42ROB / ES42ROB
5,5 mm	130 mm	AU55ROB / AS55ROB	BU55ROB / BS55ROB	CU55ROB / CS55ROB	DU55ROB / DS55ROB	EU55ROB / ES55ROB

Unfassbar gut & günstig!

jedes sterile
Einwegblade
ab 44,- € pro Stk.*

*je nach Modell und Abrechnungsvariante.

jedes unsterile
Mehrwegblade
ab Durchmesser 3,4mm
75,- € pro Stk.

bei Abnahme von 5-50 Stk. - größere Mengen auf Anfrage

BIQ - medical
Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Bahnhofstrasse 21 ☎ +49 7425 95233 10 ✉ info@biq-medical.com
D- 78647 Trossingen ☎ +49 7425 95233 15 🌐 www.biq-medical.com

Ihr BIQ-medical Vertriebspartner

Alle in diesem Katalog neben BIQ, Artis Magica und Concision-Line aufgeführten Firmennamen und Handelsmarken sind immer Eigentum fremder Firmen – BIQ ist nicht affiliert mit all diesen Firmen!
Alle Bilder und Abbildungen können vom Original abweichen. Änderungen bezüglich Inhalt und Darstellung vorbehalten! Kopieren und Nachdrucken, sowie die Entnahme von teilweisen oder kompletten Inhalten nur nach schriftlicher Genehmigung von BIQ-medical!

Aside of BIQ, Artis Magica and Concision-Line, all company names and trademarks, being listed inside of this catalog are ever property of foreign companies – BIQ ain't affiliated to non of those companies!
All kind of imagery can deviate from the original. Content and illustration subject to modification and amendments. Copying and reproducing, as well as extracting of partial or complete contents, only by written consent of BIQ-medical!